

E2

Přesně podle vašich potřeb



E2 je barevný dopplerovský ultrazvukový systém, který svým kompaktním a módním vzhledem předčí vaše očekávání. Optimalizovaná nastavení pro gynekologické, endokrinologické, kardiacké, emergency, muskuloskeletální i urologické aplikace vyhoví vašim rutinním potřebám. Jeho barevný režim vám pomůže s přesnější a efektivnější diagnostikou lézí. E2 nabízí širokou škálu aplikací napomáhající uživatelům při rutinním skenování. Poskytuje automatické výpočty, které zvýší vaši diagnostickou jistotu a ušetří vám čas pro komunikaci s pacientem.

Automatická optimalizace obrazu

Stisknutím tlačítka se obraz automaticky upraví a optimalizuje, což vám ušetří čas s úpravami parametrů. Aktivní automatické zaostřování navíc sleduje hloubku sledovaného výřezu při jeho pohybu v poli skenování a poskytuje uživatelům vynikající kvalitu obrazu v požadované oblasti zájmu.

Automatický výpočet

Auto IMT se používá při určování úrovně vaskulární sklerózy přítomné u pacienta automatickým sledováním tloušťky karotických cév.

Automatické trasování poskytuje uživatelům citlivé a přesné trasování křivek, zamezí tak chybám manuálního trasování a okamžitě poskytuje výsledky výpočtu.

SonoScape



Sondy



3C-A

Application: Abdomen, Obstetrics, Gynecology
Field of View: 60°



3P-A

Application: Cardiac, Transcranial, Abdomen
Field of View: 90°



6V1

Application: Gynecology, Obstetrics



L741

Application: Vascular, Small Parts, Musculoskeletal
Field of View: 46mm



EC9-5

Application: Urology
Field of View: 150°



C361

Application: Abdomen, Obstetrics, Gynecology
Field of View: 70°